

All-in-one.



**LED 50 HD II**

Kameracontroller

# LED 50 HD II

## Kameracontroller

Mit dem agilen LED 50 HD II Kameracontroller bietet Richard Wolf eine Visualisierungslösung für die Arztpraxis als All-in-one-Gerät, bestehend aus Kameracontroller, Lichtquelle und integriertem Aufzeichnungssystem, als Ergänzung des umfangreichen Portfolios an vorhandenen Zubehörkomponenten und Endoskopieinstrumenten.

Mit dem LED 50 HD II Kameracontroller erwartet Sie eine platzsparende, ökonomische Plattform mit brillanter, hochwertiger endoskopischer Bildgebung.



### LED 50 HD II Kameracontroller

- All-in-one-Einheit, die Kamera-Steuerung, Lichtquelle und integriertes Aufzeichnungssystem kombiniert. Für eine ökonomischere und platzsparende Einrichtung, die für die Arztpraxis optimiert wurde
- Plug-and-play für einfache Einrichtung und intuitive Bedienung
- Hochwertiges Bild mit hoher Auflösung (1920 x 1080 Pixel)
- Helle und effiziente LED-Lampe für eine homogene, harmonisierte Ausleuchtung
- Integriertes Aufzeichnungssystem zur Speicherung von Einzelbildaufnahmen und Videos auf USB-Stick

### Bestellinformationen:

#### LED 50 HD II

Bestehend aus: Kameracontroller, LED 50 HD II Kamerakopf, Netz Kabel, HDMI - DVI-Kabel, USB-Stick  
32 GB ..... **862-2512**

#### Optiken

##### RIWO starre Objektive, C-Mount

14 mm..... **85261144**  
24 mm..... **85261244**

##### RIWO Winkelobjektive, C-Mount

14 mm..... **5257141**  
17 mm..... **5257171**

##### RIWO Zoomobjektiv, C-Mount

13-29 mm..... **5261504**

### LED 50 HD II Kamerakopf

- CMOS-Sensor, 1/2", mit hoher Auflösung (1920 x 1080 Pixel)
- Ergonomisches, leichtes Design (ca. 180 g)
- Drei programmierbare Kamerakopftasten für einen schnellen und einfachen Zugriff auf drei Funktionen
- Universelle C-Mount-Kupplung für den Zugang zu einer Vielzahl an Kupplungsoptionen



#### Lichtleiter

##### Fiberlichtleiter 2,5 mm, komplett

Bestehend aus: Adapter für Richard Wolf-Lichtquelle (8095.07), Adapter für Richard Wolf-Endoskop (809509) und Fiberlichtleiter 2,5 mm (80662530) ..... **806625301**

#### Monitor

Medizinischer Monitor 21,5" ..... **FS-E2102D**

